

Release Notes - Version 3.0



Liebe **Simulations Community**,

ab sofort stehen Euch für die EKG-Patientenmonitor Simulatoren neue Updates zur Verfügung. Mit der neuen Version wird die Performance in allen Komponenten der qubeSERIE verbessert und auch die neue CPR Feedback Funktion ist nun verfügbar. Nachfolgend haben wir für Euch die wichtigsten Änderungen und Anpassungen zusammengestellt.

Weitere Informationen findet Ihr auch unter www.skillqube.com/support

Vorerst kein Update auf iPadOS 14 empfohlen

Vor kurzem stellte Apple die neue Version des iPad Betriebssystems (iPadOS) vor. In Version 14 nimmt Apple dabei besonders auf die Darstellung und Menüführung Einfluss. Unsere Entwicklungsabteilung arbeitet mit Hochdruck daran unsere Applikationen für die neue Version zu optimieren. Solange die Optimierung noch nicht vollständig abgeschlossen ist, bitten wir Euch kein Update des Betriebssystems auszuführen. Durch ein Update entstehende Probleme können wir nicht vollständig ausschließen. Wir werden Euch informieren, sobald wir das Update auf iPadOS 14 freigeben können.

qubeCPR

- **NEU:** Verbindet die Sensoren und lasst Euch das Echtzeit Feedback direkt im Controller und Patientenmonitor anzeigen.
- Ausschließlich mit den intelligenten Sensoren von SKILLQUBE zu verwenden
- Ihr habt noch keine Sensoren? Gerne unterbreiten wir ein Euch ein Angebot!



qubeCONTROLLER

- einfachere Navigation und Design Optimierungen
- Wir haben für Euch die "häufigsten Fragen" (FAQ) integriert
- Behebung eines Fehlers, bei dem ein eingeschalteter Pacer die Slider beeinflusst
- Es stehen euch nun 15 neue EKGs zur Verfügung



qube³

- Anpassung für die Anzeige von PADS
- nun noch originalgetreuer
- Optimierungen und Anpassungen für den http-Stream
- Pacer mA und Herzfrequenz können in den AppSettings eingestellt werden
- Blutdruck Intervallmessung kann in den AppSettings eingestellt werden
- Probleme bei der Lautstärke mit dem AED wurde behoben



qube¹⁵

- Optimierungen und Anpassungen für den http-Stream
- Optimierung des Sync-Modus
- Implementierung eines englischsprachigen Metronom
- Gerät kann nicht mehr mit aktivem Pacer abgeschaltet werden
- Pacer mA und Herzfrequenz können nun in den AppSettings eingestellt werden
- Blutdruck Intervallmessung kann in den AppSettings eingestellt werden



qube⁷



- EKG's können nun auch gesendet werden
 - die Intervallmessung wurde um 15 und 30 Minuten ergänzt
 - Pacer mA und Herzfrequenz können in den AppSettings eingestellt werden
 - Blutdruck Intervallmessung kann in den AppSettings eingestellt werden
 - Optimierung für die Basic Version
 - Optimierung für die Intermediate Version
 - Optimierung für die Advanced Version
 - Optimierungen am Pacer durchgeführt
 - Optimierungen und Anpassungen für den http-Stream
-

qube^x



- Pacer mA und Herzfrequenz können in den AppSettings eingestellt werden
 - Blutdruck Intervallmessung kann in den AppSettings eingestellt werden
 - Optimierungen und Anpassungen für den http-Stream
-

qubeASSESSMENT

- Fehler bei der Auskultation eines Pneumothorax behoben



3 Schritte zum Software-Update

Stellen Sie eine Internetverbindung mit den Geräten her.

1 qube**CONTROLLER**

Öffne auf dem iPad den "App-Store" und tippe anschließend unten auf dem Bildschirm auf "Heute". Tippe oben im Bildschirm auf das Profilsymbol. Scrolle nach unten, um ausstehende Updates und Versionshinweise anzuzeigen. Tippe auf "Aktualisieren" neben der entsprechenden App.

Hinweis: **NICHT** die Funktion der "automatischen Updates" aktivieren.

2 Monitor (qube³, qube¹⁵, qube⁷, qube^X)

Öffne auf dem iPad den "App-Store" und tippe anschließend unten auf dem Bildschirm auf "Heute". Tippe oben im Bildschirm auf das Profilsymbol. Scrolle nach unten, um ausstehende Updates und Versionshinweise anzuzeigen. Tippe auf "Aktualisieren" neben der entsprechenden App.

Hinweis: **NICHT** die Funktion der "automatischen Updates" aktivieren.

3 qube**ASSESSMENT**

Öffne auf dem iPod den "App-Store" und tippe anschließend unten auf dem Bildschirm auf "Heute". Tippe oben im Bildschirm auf das Profilsymbol. Scrolle nach unten, um ausstehende Updates und Versionshinweise anzuzeigen. Tippe auf "Aktualisieren" neben der entsprechenden App.

Hinweis: **NICHT** die Funktion der "automatischen Updates" aktivieren.

Sollten unerwartete Probleme auftreten, dann kontaktiere uns unter support@skillqube.com