

Start-Up Guide für Ihre qubeSERIE Software.

Um Ihre neuen Systeme von SKILLQUBE in Betrieb zu nehmen, sind noch einige wichtige Schritte zur Einrichtung Ihrer Geräte notwendig:



Deutsch

1. Gehen Sie in Ihre Einstellungen und melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an. Falls noch keine Apple-ID vorhanden ist erstellen Sie eine Neue.

← *Videoanleitung finden Sie hier*

2. Wenn Sie Ihre Geräte mit Ihrer Apple-ID verbunden haben, gehen Sie in den App-Store und suchen nach SKILLQUBE.
3. Laden Sie für das Monitor iPad die Monitor-App herunter (Monitor-App für qube³/qube⁷/qube¹⁵/qube^x)



4. Laden Sie für das Controller-iPad die Controller-App herunter



5. Laden Sie für den Assessment-iPod die Assessment-App herunter
Was ist Was (Hardware)



6. Melden Sie sich in der qubeCLOUD mit Ihren Zugangsdaten am Controller an.
7. Nun können Sie Ihre erworbene Lizenz nutzen und das Training starten.