

(DE) Start-Up Guide für Ihre qubeAVgo Software.

Um Ihre neuen Systeme von SKILLQUBE in Betrieb zu nehmen, sind noch einige wichtige Schritte zur Einrichtung notwendig:

Cloud Zugangsdaten:

Als qubeSERIE Kunde erhalten Sie beim Setup Ihres qube Systems Ihre persönlichen Zugangsdaten zur qubeCloud per E-Mail. Sie werden dort dazu aufgefordert ein Passwort zu vergeben.

Einrichtung der Software auf Ihren Geräten

1. Gehen Sie in Ihre Einstellungen und melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an. Falls noch keine Apple-ID vorhanden können Sie sich im gleichen Schritt eine Neue erstellen. Videoanleitung →
2. Wenn Sie Ihre Geräte mit Ihrer Apple-ID verbunden haben, gehen Sie in den App-Store und suchen nach SKILLQUBE.
3. Laden Sie für das Debriefing-iPad qubeAVgo-App herunter.

