

Start-Up Guide für Ihre qubeSERIE Software.

Um Ihre neuen Systeme von SKILLQUBE in Betrieb zu nehmen, sind noch einige wichtige Schritte zur Einrichtung notwendig:

Cloud Zugangsdaten:

Als qubeSERIE Kunde erhalten Sie beim Setup Ihres qube Systems Ihre persönlichen Zugangsdaten zur qubeCloud per E-Mail. Sie werden dort dazu aufgefordert ein Passwort zu vergeben.



Einrichtung der Software auf Ihren Geräten

1. Gehen Sie in Ihre Einstellungen und melden Sie sich mit Ihrer Apple-ID an. Falls noch keine Apple-ID vorhanden können Sie sich im gleichen Schritt eine Neue erstellen. Videoanleitung →
2. Wenn Sie Ihre Geräte mit Ihrer Apple-ID verbunden haben, gehen Sie in den App-Store und suchen nach SKILLQUBE.
3. Laden Sie für das Monitor iPad die Monitor-App herunter. (Monitor-App für qube³/qube⁷/qube¹⁵/qube^x)



4. Laden Sie für das Controller-iPad die Controller-App herunter.
5. Laden Sie für den Assessment-iPod die Assessment-App herunter.



6. Melden Sie sich in der qubeCLOUD über die qubeController App an.
7. Nun können Sie Ihre erworbene Lizenz nutzen und das Training starten.

