

UPDATE

3.6

qubeSERIE

qubeSERIE Update 3.6


Veröffentlicht zum: 04.10.2022

Allgemein:

- Es wird geprüft ob lokale Netzwerke aktive sind. Ist dies nicht der Fall werden die Benutzer aufgefordert diese zu aktivieren
- Performance optimiert, allgemeine Fehlerbehebung

qubeCloud

- Fehlerbeschreibungen optimiert
- Ergänzung Beatmung und Intensivparameter
- Integration der AppSettings in die Cloud
- Pagertexte können in der Cloud definiert werden
- Laborwerte können in der Cloud definiert werden
- PDF Daten können hinterlegt werden und einzelnen Szenarien zugeordnet werden
- Layoutdesigner für qubeC3 und C3T




qubeCONTROLL

- Überarbeitung des Beatmungscontroller
- Neue Synchronisation für Szenarien und Medien
- Pagertexte und Laborwerte werden nun aus der Cloud standardisiert auf den Controller übernommen
- EKG's aus Controller via Mediacenter druckbar
- Neue EKG's
- Überarbeitung der Phasenbeschreibung zur Besseren Darstellung



qube3 & qube3T

- Bei der AED Analyse wird der Metronom deaktiviert
- Konfigurieren der Ansichten in der Cloud



qubeAED

- Optimierung der Sprachansagen
- Verwenden von Standardszenarien auf dem AED



qubeMS2

- Neue Beatmungsformen: PCV, BiLvl ASB, CPR IPPV, Man. CPR
- Neue Ansichten: Druck & Flowkurven sowie CO2 Monitoring



qubeAssessment

- Die in der Cloud hinterlegten SOP's werden auf der Assessment dargestellt



So erreichen Sie uns bei Fragen:

Mail: support@skillqube.com
Service-Hotline: +49 (0)6222 – 38 62 65
Web: www.skillqube.com/support