


# FUNKTIONSÜBERSICHT

qubeZERO



Herzfrequenz

SpO2 in %

EtCo2

Atemfrequenz

Blutdruck

Wellenformfelder

AED Menü öffnen

Manuellen Modus wählen

Analyse

Energie wählen

Laden

Schock auslösen

Aktivieren der SYNC Funktion für Synchronisierte Kardioversion

Pacer

Pacer pausieren  
Metronom

Ein/Aus Gerätetaste

- 1 Home (Hauptbildschirm)
- 2 12-Kanal EKG Ansicht
- 3 Blutdruckmessung inklusive Intervalleinstellung
- 4 Alarmgrenzenmenü
- 5 Alarme stumm
- 6 Auswahl verschiedener Darstellungen
- 7 Auswahl Ansicht Defibrillator & Monitor