

# Update 3.0.0 qubeAVgo


## Release Notes Version 3.0.0 qubeAVgo

### Hinweis: iOS Update notwendig!

Für die neue Softwareversion unserer **qubeAVgo** muss mindestens iOS 17 auf dem iPad installiert sein.

### Highlights in diesem Update

- Einrichtungsassistent
- Speicherort wählbar



## qubeAVgo

- Einrichtungsassistent unterstützt Sie beim Einrichten einer neuen Videoaufnahme
- USB-Bildquellen können nun eingebunden werden (\*USB Kamera nicht zeitgleich mit iPad Kamera möglich)
- Das Einspielen von HDMI Videoquellen ist nun mittels HDMI-Grabber möglich
- Mikrofon über den Klinkeanschluss des iPad einbinden
- Speicherort der Videos kann geändert werden, Offline sowie iCloud Speicherung sind möglich
- Verbesserungen bei der Kamerasteuerung
- Optimierungen beim Export der Videos
- Sprachanpassungen und Optimierungen
- User Interface optimiert und zur besseren Übersicht neu strukturiert
- Verbesserungen in der Zeitleistenansicht
- Logout in App nun möglich (\*keine Auswirkung auf Lizenzbindung am iPad)

### **Kontakt:**

support@skillqube.com

+49 6222 – 386265

skillqube.com/support